



## Kivetni test COD 15–150 mg/L O<sub>2</sub>

Številka izdelka:

LCK314

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



### Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

#### Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

#### Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

## Specifikacije

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Ime metode:          | ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44     |
| Inštrument:          | DR3900, DR6000, DR1900               |
| Merilno območje:     | 15 - 150 mg/L O <sub>2</sub>         |
| Opis:                | Kemijska potreba po kisiku           |
| Parameter:           | COD                                  |
| Platforma:           | LCK                                  |
| Pogoji skladiščenja: | 15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo) |
| Potrebna digestija:  | Da                                   |
| Število testov:      | 25                                   |
| Truecal:             | Da                                   |