



Inhibitor nitrifikacije za BOD (35 g)

Številka izdelka: 253335
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Vsebuje 2-kloro-6 (triklorometil) piridin (N-Serve), premazan na inertnem substratu. 2 odmerka pokrovčka v 300-mL vzorcu preprečujeta potrebo po kisiku z dušikom pri testu BOD.

Specifikacije

Aplikacija:	Nitrification Inhibitor (CBOD)
Formula:	Trichloromethyl Pyridine (TCMP)
Opis:	Nitrification Inhibitor
Package settings:	Bottle
Parameter:	Biokemijska potreba po kisiku
Platforma:	Steklenica
Prostornina / velikost paketa:	35
Številka metode:	8043
Število testov:	200

Obvezni pripomočki

- Dispenser cap, formula 2533 nitrification inhibitor 35 g bottle, 1/pk (Item 45901)