



TOC (medota čiščenja) TNT; 100–700 mg/L C

Številka izdelka:

2760445

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Nearno



Kivetni test, popolnoma opremljen z vsemi reagenti, optimiran za zanesljive rezultate merjenja in preprosto uporabo. TNT = Test 'N Tube

Specifikacije

Ime metode:	Neposredno
Inštrument:	DR 900
Merilno območje:	100 - 700 mg/L C
Parameter:	TOC
Platforma:	Test 'N Tube
Potrebna digestija:	Da
Številka metode:	10128
Število testov:	25 - 50