



Be Right™



## Kivetni test za fenole; 0,05–5,0 mg/L

Številka izdelka:

LCK345

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



### Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

#### Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

### Specifikacije

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| EPA compliant:       | n.p.                                  |
| Ime metode:          | 4-nitroanilin                         |
| Merilno območje:     | 0.05 - 5 mg/L Fenoli                  |
| Parameter:           | Fenoli                                |
| Platforma:           | LCK                                   |
| Pogoji skladiščenja: | 15 - 25 °C                            |
| Shelf life:          | 12 mesecev od datuma proizvodnje      |
| Število testov:      | 24 (test vključuje ničelno raztopino) |