



Mercuric nitrate cartridge for digital titrator, 2.256N

Številka izdelka:

92101

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



For titration of chloride, 100 - 8000 mg/L Cl⁻

Specifikacije

Ime metode:	Mercuric Nitrate
Merilno območje:	100 - 8000 mg/L Cl ⁻
Parameter:	Chloride
Platforma:	Digitalni Titrator
Številka metode:	8206
Število testov:	40 - 100
Titant:	2.256 N Hg(NO ₃) ₂