



Kivetni test za sulfid; 0,1–5,0 mg/L SO₃

Številka izdelka:	LCK654
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprta sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Metoda Hach
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0.1 - 5.0 mg/L SO ₃
Parameter:	Sulfit
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25