



Komplet reagentov za cianid, prašek v blazinicah; 0,002–0,240 mg/L CN

Številka izdelka:

2430200

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Prašasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje cianida, metoda s piridin pirazolonom. Za 10-mL vzorec. 100 testov.

Specifikacije

Ime metode:	Piridin pirazolon
Merilno območje:	10 mL
Parameter:	Cianid
Platforma:	Prašasti reagenti
Številka metode:	8027
Število testov:	100