



## Standardna raztopina COD; 300 mg/L O<sub>2</sub> (NIST); 500-mililitrska

Številka izdelka:

1218649

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Enoparametrski standard za zagotavljanje analizne kakovosti.

### Specifikacije

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Koncentracija:                 | 300 mg/L O <sub>2</sub>                                                   |
| Opis:                          | Standardna raztopina COD; 300 mg/L O <sub>2</sub> (NIST); 500-mililitrska |
| Parameter:                     | COD                                                                       |
| Platforma:                     | Raztopina                                                                 |
| Prostornina / velikost paketa: | 500                                                                       |