



Standardna raztopina žveplene kisline; 0,100 N; 1-litrška

Številka izdelka:

20253

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Za titracijo z bireto na osnovi kisline, potrebo po kloru in možnost nastanka trihalometana (THMFP).

Specifikacije

Koncentracija:	0,100 N
Merilno območje:	10 - 100
Obseg:	1 L
Opis:	Standardna raztopina žveplene kisline; 0,100 N; 1-litrška
Parameter:	različno
Platforma:	Raztopina
Številka metode:	8289 (Base)