



Standardna raztopina sulfata; 50 mg/L SO₄ (NIST); 500-mililitrska

Številka izdelka: 257849

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Enoparametrski standard za zagotavljanje analizne kakovosti.

Za preverjanje natančnosti pri določanju sulfata.

Specifikacije

Koncentracija:	50 mg/L SO ₄
Opis:	Standardna raztopina sulfata; 50 mg/L SO ₄ (NIST); 500-mililitrska
Parameter:	Sulfat
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	500 mL 500