



Standard zagotavljanja kakovosti z mešanimi parametri (500 mL)

Številka izdelka: 2833249

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Standard zagotavljanja kakovosti (neorganske snovi na odtoku odplak) za parametre amoniaka, nitrata, fosfata, COD, sulfata in TOC.

Standardna raztopina vsebuje naslednje koncentracije:

amoniak 2,0 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ /2,1 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

nitrat 4,0 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

fosfat 2,0 mg/L PO_4

COD 25 mg/L O_2

sulfat 50 mg/L SO_4

TOC 8 mg/L C.

Specifikacije

Koncentracija:	Sulfat 50 mg/L SO_4^{2-}
Opis:	Standard zagotavljanja kakovosti neorganski snovi na odtoku odplak, 500 mL
Parameter:	Mešano
Platforma:	Raztopina
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C
Prostornina / velikost paketa:	500