



Addista Večparametrška standardna raztopina

Številka izdelka:	LCA700
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Sistem za zagotavljanje analize kakovosti (AQA), ki ga sestavljajo ena kombinirana standardna raztopina/raztopina za koncentracijske preizkuse in dve raztopini za primerjalne preizkuse.

Primerno za kivetne teste

- amonij LCK304, 0,015–2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
- klor LCK311, 1–70 mg/L Cl
- kalij LCK228, 5–50 mg/L K
- kalij LCK328, 8–50 mg/L K
- fosfat (orto) LCK348, 0,5–5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
- COD LCK414 / LCK1414, 5–60 mg/L O_2
- Laton LCK238, 5–40 mg/L TN_b

Zaupanje v rezultate

Neprekinjeno beleženje meritev za zagotavljanje analize kakovosti s sistemom Addista potrjuje pravilnost rezultatov analiz.

Enostavno

Vsaka standardna raztopina Addista vsebuje različne parametre. S tem se bistveno zmanjša število steklenic z enoparametrskimi standardnimi raztopinami v vašem laboratoriju.

Manj virov napak

Raztopine Addista so pripravljene za uporabo s kivetnimi testi LCK družbe Hach. Ker redčenje ni potrebno, je čas dela krajši, število dodatnih napak pri analizi standardnih raztopin pa manjše.

Specifikacije

Opis:	Večparametrška standardna raztopina ADDISTA
Parameter:	ADDISTA
Platforma:	LCA
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)