



Addista Večparametrška standardna raztopina

Številka izdelka:	LCA701
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Sistem za zagotavljanje analize kakovosti (AQA), ki ga sestavljajo ena kombinirana standardna raztopina/raztopina za koncentracijske preizkuse in dve raztopini za primerjalne preizkuse.

Primerno za kivetne teste

svinec LCK306, 0,1–2,0 mg/L Pb

železo LCK321, 0,2–6,0 mg/L Fe

baker LCK329, 0,1–8,0 mg/L Cu

nikelj LCK337, 0,1–6,0 mg/L Ni

sulfat LCK353, 150–900 mg/L SO₄

cink LCK360, 0,2–6,0 mg/L Zn

Zaupanje v rezultate

Neprekinjeno beleženje meritev za zagotavljanje analize kakovosti s sistemom Addista potrjuje pravilnost rezultatov analiz.

Enostavno

Vsaka standardna raztopina Addista vsebuje različne parametre. S tem se bistveno zmanjša število steklenic z enoparametorskimi standardnimi raztopinami v vašem laboratoriju.

Manj virov napak

Raztopine Addista so pripravljene za uporabo s kivetnimi testi LCK družbe Hach. Ker redčenje ni potrebno, je čas dela krajši, število dodatnih napak pri analizi standardnih raztopin pa manjše.

Specifikacije

Opis:	Večparametrška standardna raztopina ADDISTA
Parameter:	ADDISTA
Platforma:	LCA
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)