



Addista Večparametrška standardna raztopina

Številka izdelka: LCA703
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Sistem za zagotavljanje analize kakovosti (AQA), ki ga sestavljajo ena kombinirana standardna raztopina/raztopina za koncentracijske preizkuse in dve raztopini za primerjalne preizkuse.

Primerno za kivetne teste

• ortofosfat LCK049, 1,6–30 mg/L PO₄-P

• COD LCK114, 150–1000 mg/L O₂

• COD LCI400, 0–1000 mg/L O₂

• amonij LCK303, 2–47 mg/L NH₄-N

• klor LCK311, 1–70 mg/L Cl

• nitrat LCK339, 0,23–13,5 mg/L NO₃-N

• fosfat LCK350 (orto), 2–20 mg/L PO₄-P

• sulfat LCK353, 150–900 mg/L SO₄

• TOC LCK386, 30–300 mg/L C

Zaupanje v rezultate

Neprekinjeno beleženje meritev za zagotavljanje analize kakovosti s sistemom Addista potrjuje pravilnost rezultatov analiz.

Enostavno

Vsaka standardna raztopina Addista vsebuje različne parametre. S tem se bistveno zmanjša število steklenic z enoparametrskimi standardnimi raztopinami v vašem laboratoriju.

Manj virov napak

Raztopine Addista so pripravljene za uporabo s kivetnimi testi LCK družbe Hach. Ker redčenje ni potrebno, je čas dela krajši, število dodatnih napak pri analizi standardnih raztopin pa manjše.

Specifikacije

Opis: Večparametrška standardna raztopina ADDISTA
Parameter: ADDISTA

Platforma:	LCA
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)