



Be Right™



## Standardna raztopina fosfata; 1 mg/L PO<sub>4</sub>, 500-mililitrska

Številka izdelka: 256949  
EUR Cena: Kontakt  
Na voljo

Za preverjanje natančnosti pri določanju fosfata (fosforja).

---

### Specifikacije

Koncentracija:	1 mg/L PO <sub>4</sub>
Opis:	Standardna raztopina fosfata; 1 mg/L PO <sub>4</sub> , 500-mililitrska
Parameter:	Fosfat
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	500 mL