



Standard motnosti Stablcal, 0,50 NTU, 100 mL

Številka izdelka:

2698042

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih



Vnaprej pripravljena stabilizirana primarna standardna raztopina formazina; 0,50 NTU; posoda po 100 mL.

Natančno odmerjene, vnaprej pripravljene raztopine formazina

Družba Hach z lastno proizvodno tehnologijo pripravlja širok razpon natančno odmerjenih koncentracij standardov Stablcal – za točno umerjanje turbidimetrov.

Na osnovi primarnih standardov formazina

Stabilizirani standardi formazina Stablcal vsebujejo isti polimer, od katerega se sipa svetloba, kot tradicionalni primarni standardi formazina za merjenje motnosti in so enako zanesljivi.

Izboljšana stabilnost vam prihrani čas in delo

Primarne standarde formazina sicer lahko pripravite neposredno v laboratoriju, vendar pa je postopek naporen in dolgotrajen, poleg tega pa razredčeni standardi niso stabilni. Stablcal je stabilizirana različica formazina – zagotavlja ponovljive rezultate brez zapletenih in dolgotrajnih postopkov za pripravo standardov v laboratoriju.

Zaupanje v rezultate

Družba Hach je bila pred več kot 40 leti prva, ki je uvedla formazin kot standard za merjenje motnosti na področju industrije pitnih vod. Standardi Stablcal so podprti z večdesetletnimi izkušnjami na področju merjenja motnosti.

Specifikacije

Koncentracija:	0,5 NTU
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	100 mL