



Komplet sekundarnih gel standardov SpecCheck, klor, nizek razpon, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Številka izdelka: 2635300

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Trdni, vnaprej odmerjeni gel standardi za preverjanje instrumentov v laboratoriju in na terenu.

Vnaprej odmerjeni kompleti sekundarnih standardov SpecCheck vsebujejo štiri 10-mililitrske (2,54-centimetrске) kivete v zaprtih stekleničkah s prazno vrednostjo in tri različne standarde znotraj običajnega razpona testiranja, navodila, plastično škatlo in potrdilo o analizi.

Standardi SpecCheck so računalniško formulirani in imajo rok uporabe dve leti od dneva proizvodnje.

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsebuje vrednosti za vse instrumente.
Koncentracija:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Opis:	Komplet sekundarnih gel standardov SpecCheck – klor nizke vrednosti, DPD
Parameter:	Klor
Prostornina / velikost paketa:	Komplet 4 stekleničk