



SINGLET Pufrska raztopina za pH za enkratno uporabo; pH 10,01

Številka izdelka: 2770220

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Singlet Solution Packs

Pufrska raztopina za pH; pripravljena za uporabo; zrakotesno pakiranje v ločenih vrečkah. pH pri 25 °C je $10,01 \pm 0,02$. Pakiranje po 20 kosov

Idealna rešitev za terenske analize

Zrakotesne vrečke brez težav vzamete s seboj, saj se raztopina ne more razliti.

Enostavna uporaba

Samo odprite vrečko in vstavite elektrodo.

Sveža in zanesljiva

Ločeno pakiranje v foliji preprečuje kontaminacijo in stik z zrakom.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Specifikacije

Barva kodirana?:	Da
Koncentracija:	10,01 pH
Obseg:	Pakiranje po 20 kosov
Opis:	Pufrska raztopina
Package settings:	Singlet
pH vrednost(i):	10.01 ± 0.02 pH at 25°C
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C (protect from light)
Posebni zapiski:	Discard solution after use
Prostornina / velikost paketa:	20 pcs
Sledljivo po NIST-u:	Da