



Raztopina KCl.Ag, 3 M, nasičena z AgCl

Številka izdelka: S21M004

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Raztopina za polnjenje in shranjevanje kombiniranih in referenčnih elektrod

Specifikacije

Formula:	KCl 3M & AgCl Sat.
Koncentracija:	3 M KCL, nasičena z AgCl
Opis:	Raztopina za polnjenje in shranjevanje kombiniranih in referenčnih elektrod
Parameter:	Raztopina KCl nasičena z Ag, KCl.Ag 3 M
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	100 mL
Solution Type:	Refill