



25 μ S/cm; Certificiran referenčni material CRM; standardna raztopina za prevodnost; NaCl; 250 mL

Številka izdelka: S51M013

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Certificiran referenčni material CRM v skladu s standardom EN ISO 17034

Certificiran referenčni material CRM – standardna raztopina za prevodnost v skladu z DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) z analiznim certifikatom* za poročanje natančnih vrednosti prevodnosti. Zagotovljen rok uporabnosti v zrakotesni aluminijasti embalaži. Natrijev klorid (NaCl); prevodnost: 25,0 μ S/cm $\pm$ 5 % (k=2) pri 25 °C; 250-mL steklena posoda.

*Na voljo za prenos z naslova www.hach.com/CoA.

Akreditirani proizvajalec referenčnega materiala

Družba Hach je s strani nemškega akreditacijskega organa DAkkS akreditirana kot registrirani proizvajalec referenčnega materiala v skladu s standardom DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorij za umerjanje družbe Hach v Berlinu je registriran v skladu s standardom DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Popolnoma sledljivi standardi

Z uporabo standardnih raztopin, ki jih izdeluje akreditiran proizvajalec referenčnih materialov, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti.

Zagotovljen 1-letni rok uporabnosti

Vsak standard je dobavljen v stekleni posodi, ki zagotavlja varno shranjevanje.

Do prvega odpiranja je potrjen zajamčen rok trajanja 1 leta od izdaje certifikata.

Prenos potrdila

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti poseben analizni certifikat.

Dokazana sledljivost

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti posebno izjavo o skladnosti in sledljivosti. Z uporabo standardnih raztopin, ki jih izdeluje akreditiran laboratorij, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti.

Specifikacije

Formula:	NaCl
Ime metode:	Standardna raztopina, potrjena pri Reference Materials Laboratory.
Komentar:	¹ Razen pH 7.000, ki je bil formuliran pri nas po NIST, IUPAC in DIN19266 specifikacijah za pH 6.865 in pH 7.413 ² Dansk Fundamental Metrologi A/S je akreditirano za meritve pH pri Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(št. 255)
Koncentracija:	25,0 μ S/cm $\pm$ 5,0 % pri 25 °C

Opis:	Umeritvena raztopina za prevodnost
Package settings:	Posoda
Parameter:	Prevodnost
Platforma:	Raztopina
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C (zaščiten pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	250 mL
Sledljivo po NIST-u:	Da