



Raztopina KCL, nasičena, KCl.L

Številka izdelka:	S21M002
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Raztopina za polnjenje in shranjevanje kombiniranih in referenčnih elektrod

Specifikacije

Formula:	KCl 3M
Opis:	Raztopina za polnjenje in shranjevanje kombiniranih in referenčnih elektrod
Parameter:	Standardna raztopina KCl, KCl.L
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	100 mL
Solution Type:	Refill