



Komplet reagentov za amonijak, Nessler; 0,02–2,50 mg/L NH₃-N

Številka izdelka:

2458200

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Nearno



Za določanje amonijevega dušika z Nesslerjevo metodo. Približno 250 testov.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Nessler
Inštrument:	Vsi razen DR/800 Series, PC II
Merilno območje:	0.02 - 2.50 mg/L NH ₃ -N
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Raztopina
Številka metode:	8038
Število testov:	250