



Komplet reagentov za nitrat, prašek v blazinicah; 0,01–0,50 mg/L NO₃-N

Številka izdelka:

2429800

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje dušika, nitrata s metodo zniževanja vsebnosti kadmija. 10-mililitrski vzorec, 100 kosov

Specifikacije

Ime metode:	Zniževanje vsebnosti kadmija
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2010, DR/2000, PC II
Merilno območje:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ -N
Opis:	Komplet vsebuje: prašek NitraVer 6 v blazinicah (2107249), prašek NitraVer 3 v blazinicah (2107169)
Parameter:	Nitrat
Platforma:	Praškasti reagenti
Posebna značilnost:	Nitrate Reagent set, Powder Pillows
Številka metode:	8192
Število testov:	100