



Praškasti reagenti za nitrat v blazinicah; 0,3–30 mg/L NO₃-N

Številka izdelka:

2106169

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje nitrata s metodo zniževanja vsebnosti kadmija. Za 10-mililitrski vzorec; 100 kosov.

Specifikacije

Ime metode:	Zniževanje vsebnosti kadmija
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2010, DR/2000
Merilno območje:	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Opis:	Praškasti reagenti za nitrat v blazinicah NitraVer 5; 10 mL; visoka raven, srednja raven
Parameter:	Nitrat
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Številka metode:	8171 Srednja raven
Število testov:	100