



NitriVer 3 Praškasti reagent za nitrit v blazinicah

Številka izdelka:

2107169

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Prašasti reagent v zaprtem ovoju za določanje dušika, nitrita; 0,002–0,300 mg/L NO₂-N. Za 10-mililitrski vzorec; 100 kosov.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Diazotizacija
Inštrument:	Vsi razen PC II
Merilno območje:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Opis:	Reagent za nitrit NitriVer 3, 10 mL
Parameter:	Nitrit
Platforma:	Prašasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8507
Število testov:	100