



Praškasti reagenti amonijevega salicilata v blazinicah

Številka izdelka:

2653299

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagent v zaprtem ovoju za določanje dušika, amonijaka (metoda s salicilatom); 0,01–0,50 mg/L NH₃-N. Za 10-mL vzorec. 100/pk.

Specifikacije

Ime metode:	Salicilat
Merilno območje:	0.01 - 0.50 mg/L NH ₃ -N
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8155
Število testov:	100