



Komplet reagentov za amonijak, prašek v blazinicah; 0,01–0,50 mg/L NH₃-N

Številka izdelka:

2668000

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Prašasti reagent v zaprtem ovoju za določanje dušika, amonijaka (metoda s salicilatom). Za 10-mililitrski vzorec; 100 kosov.

Specifikacije

Ime metode:	Salicilat
Inštrument:	Vsi razen DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820
Merilno območje:	10 mL
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Prašasti reagenti
Številka metode:	8155
Število testov:	100