



Nitrit ACCUVAC; 0,002–0,300 mg/L NO₂-N

Številka izdelka:

2512025

Nearno

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.



Predlagani nadomestki:

- 2107169

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje dušika, nitrita z metodo diazotizacije.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Diazotizacija
Inštrument:	Vsi razen PC II
Merilno območje:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ -N
Parameter:	Nitrit
Platforma:	Accuvac
Prostornina / velikost paketa:	25 /pk
Številka metode:	8507
Število testov:	25