



Be Right™



Dušik, amonijak, TNT; 0,02–2,50 mg/L NH₃-N

Številka izdelka: 2604545

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni test, popolnoma opremljen z vsemi reagenti, optimiran za zanesljive rezultate merjenja in preprosto uporabo. TNT = Test 'N Tube 25–50 testov

Specifikacije

Ime metode:	Salicilat
Inštrument:	DR 900
Merilno območje:	0.02 - 2.50 mg/L NH ₃ -N
Opis:	Komplet reagentov za dušik, amonijak, AmVer (salicilat), nizka raven
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Test 'N Tube
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Komplet vsebuje: cevke za kivetni test, reagent za redčenje AmVer (2602200), prašek amonijevega salicilata v blazinicah (2395266), prašek amonijevega cianurata v blazinicah (2395466)
Številka metode:	10023
Število testov:	25 - 50