



Dušik, skupni, TNT; 0,5–25 mg/L N

Številka izdelka:

2672245

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni test, popolnoma opremljen z vsemi reagenti, optimiran za zanesljive rezultate merjenja in preprosto uporabo. TNT = Test 'N Tube

Specifikacije

Ime metode:	Razklop s persulfatom
Inštrument:	DR 900
Komentar:	†Odvisno od števila izvedenih slepih poskusov.
Merilno območje:	0.5 - 25.0 mg/L N
Opis:	Dušik, skupni, komplet reagentov TNT
Parameter:	Dušik, skupni
Platforma:	Test 'N Tube
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Komplet sestavlja 2 škatli: 26717-45 in 26721-45 26717-45 = reagent za hidroksid TN (2714045), prašek persulfata v blazinicah (2671846) 26721-45 = reagent za kislino TN C (2672145), praškasti reagent za bisulfit A v blazinicah (2671946), praškasti reagent za indikator B v blazinicah (2672046)
Potrebna digestija:	Da
Številka metode:	10071
Število testov:	25 - 50