



Prašasti reagenti za monoklor F v blazinicah

Številka izdelka:

2802246

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Prašasti reagent v zaprtih ovojih za določanje kloraminov; 0–4,50 mg/L kot Cl₂.

For determination of monochloramine and free ammonia by the Indophenol method. Hach Methods 10171, 10172 and 10200. Pack of 50 powder pillows.

Specifikacije

Ime metode:	Indofenol
Merilno območje:	0.04 - 4.50 mg/L Cl ₂
Parameter:	Kloramin, mono
Platforma:	Prašasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	50 kosov
Številka metode:	10171
Število testov:	50