



Be Right™



Laton Kivetni test za skupni dušik; 5–40 mg/L TNb

Številka izdelka:

LCK238

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	EN ISO 11905-1
Merilno območje:	5 - 40 mg/L TN _b
Opis:	Skupni vezani dušik
Parameter:	Dušik skupni (Laton)
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Potrebna digestija:	Da
Shelf life:	17 mesecev od datuma proizvodnje
Standard method:	Razklop s peroksodisulfatom EN ISO 11905-1
Število testov:	25