



Be Right™



## Kivetni test za nitrit; 0,015– 0,6 mg/L NO<sub>2</sub> -N

Številka izdelka:

LCK341

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



### Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

### Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

---

## Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Diazotizacija
Merilno območje:	0,05 - 2 mg/L NO <sub>2</sub>
Opis:	nitrit
Parameter:	Nitrit
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Shelf life:	23 mesecev od datuma proizvodnje
Standard method:	EN ISO 26777
Število testov:	25
Truecal:	Da