



Raztopina reagenta za fluorid SPADNS; 0,02-2,00 mg/L F⁻ (500 mL)

Številka izdelka:

44449

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	SPADNS
Inštrument:	Vsi razen DR/820
Merilno območje:	0.02 - 2.00 mg/L F ⁻
Parameter:	Fluorid
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	500 mL
Številka metode:	8029
Število testov:	125