



Ozon ACCUVAC; 0,01–1,5 mg/L O₃

Številka izdelka:

2518025

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje ozona z metodo z indigom. pk/25

Specifikacije

Ime metode:	Indigo
Inštrument:	Vsi razen DR/820, PC II
Merilno območje:	0.01 - 1.50 mg/L O ₃
Opis:	Ozon AccuVac
Parameter:	Ozon
Platforma:	Accuvac
Številka metode:	8311
Število testov:	25