



Komplet reagentov za fosfonat, praškasti reagenti, 0,02–125mg/L PO₄

Številka izdelka:

2429700

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje fosfonatnih spojin z metodo UV-oksidacije persulfata.

Specifikacije

Ime metode:	UV-oksidacija persulfata
Inštrument:	Vsi razen DR 900
Merilno območje:	1,0 - 125 mg/L PO ₄
Opis:	Komplet reagentov za fosfonat
Parameter:	Fosfonati
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Komplet vključuje: praškaste reagente s kalijevim persulfatom (2084769), praškaste reagente PhosVer 3 (2106069)
Številka metode:	8007
Število testov:	100