



Fosfat, orto, komplet reagentov; 0,23–30,00 mg/L PO₄

Številka izdelka:

2244100

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Za določanje fosfata z metodo z aminokislino.

Specifikacije

Ime metode:	Aminokislina
Inštrument:	Vsi razen PC II
Merilno območje:	0.23 - 30.00 mg/L PO ₄
Parameter:	Fosfor
Platforma:	Raztopina
Številka metode:	8178
Število testov:	100