



Raztopina reagenta z molibdatom (100 mL MDB)

Številka izdelka:

2076032

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Reagent z molibdovanadatom za določanje fosforja, reaktivnega; 0,3–45,0 mg/L PO₄

Specifikacije

Ime metode:	Molibdovanadat
Inštrument:	Vsi razen DR/850, DR/820, PC II
Merilno območje:	0.3 - 45.0 mg/L PO ₄
Opis:	Reagent z molibdovanadatom
Parameter:	Fosfor, reaktivni
Platforma:	Raztopina
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Prostornina / velikost paketa:	100 mL MDB
Številka metode:	8114
Število testov:	50