



Raztopina reagenta za molibdovanadat (500 mL)

Številka izdelka:

2076049

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za določanje ortofosfata; 0,3–45,0 mg/L PO₄

Specifikacije

Ime metode:	Molibdovanadat
Inštrument:	Vsi razen DR/850, DR/820, PC II
Merilno območje:	0.3 - 45.0 mg/L PO ₄
Parameter:	Fosfor
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	500 mL
Številka metode:	8114
Število testov:	250