



PhosVer 3 Praškasti reagenti za fosfat v blazinicah; 0,02–2,50 mg/L PO₄

Številka izdelka:

2106069

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje ortofosfata. Za 10-mililitrske vzorce; pk/100.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Askorbinska kislina
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000, DR/820
Merilno območje:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄
Parameter:	Fosfat, orto
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Reference method:	SM 4500-P-E
Številka metode:	8048
Število testov:	100