



Praškasti reagenti za fosfat v blazinicah; 0,02–2,50 mg/L PO₄

Številka izdelka:

212528

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje ortofosfata. Za 25-mililitrske vzorce. pk/1000.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Askorbinska kislina
Inštrument:	DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄
Parameter:	Fosfat, orto
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	1000 /pk
Številka metode:	8048
Število testov:	1000