



Be Right™



QUANTAB Testni trakovi za klor, nizka vrednost, 30–600 mg/L, 40 kosov

Številka izdelka: 2744940

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Idealno za hitro določanje kvantitativnih rezultatov; enostavno pomočite trak v vzorec in primerjajte dolžino spremenjene barve z natisnjeno lestvico.

Specifikacije

Ime metode:	Trak za titracijo
Komentar:	*mg/L, razen, če ni navedeno drugače; ppb = $\mu\text{g/L}$; ppm = mg/L.; gpg = zrn na galono; 1 gpg = 17,1 mg/L ali 17,1 ppm.
Merilno območje:	30 - 600 Cl^-
Parameter:	Klor–kot Cl^-
Platforma:	Test Strip
Število testov:	40
Test Kit model:	QuanTab® **
Teža:	0.2