



Stojalo, testna cevka, polietilen, 30 mm (O.D.), 21 odprtin

Številka izdelka: 2497904

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 2 tednih

Stojalo z 21 mesti je izdelano iz posebne mešanice propilena, ki se v vodi potopi in tako zagotavlja, da stojala ob potopitvi ne plavajo na površini. Možnost sterilizacije v avtoklavu. Možnost nalaganja in sterilizacije v avtoklavu. Skupne dimenzije: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 palca). Barva se lahko razlikuje.

Specifikacije

Asortiman testov:	3 x 7
Diameter:	30 mm
Luknje za teste:	21
Prostornina / velikost paketa:	1 each