



Puferirana voda za redčenje, 99 mL, 25 kosov

Številka izdelka: 1430598

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 2 tednih

Pufer magnezijevega klorida/kalijevega fosfata, 99 mL. Puferirana voda za redčenje (potrebna za testiranje nepitne vode). 25 kosov.

Celovite rešitve za testiranje vode za rekreacijo

Družba Hach ponuja številne medije in naprave, ki izpolnjujejo

vse vaše potrebe po testiranju v prostem času.

Celovite rešitve za testiranje odpadne vode

Družba Hach je pripravila medije in priročne naprave, ki omogočajo

hitro in preprosto testiranje odpadne in nepitne vode.

Celovite rešitve za testiranje pitne vode

Ne glede na to, katero metodo izbere stranka za pregledovanje

vzorcev pitne vode, ima družba Hach pripravljene medije in priročne

naprave, ki omogočajo preprosto in hitro testiranje.

Specifikacije

Prostornina / velikost paketa: /pk