



## DREL Industrijski laboratorij za vodo

Številka izdelka:

LZV735

### **ZASTAREL IZDELEK**

Ta izdelek ni več na voljo.

Prenosni laboratorij za vodo s spektrofotometrom DR 2800, baterijami in kivetami, torbico z instrumenti, torbico z reagenti in aparatom ter kompletom reagentov in instrumentov.

Analize je danes treba izvajati kjerkoli. Prenosni laboratorij vsebuje vse, kar potrebujete, da zagotovite izvedbo natančnih meritev.

Tudi na terenu potrebujete učinkovito tehnologijo meritev, praktično dodatno opremo in reagente, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo. Vgrajena delovna površina omogoča varno in preprosto izvedbo analiz kjerkoli.

**Celoten laboratorij za vodo za testiranje na terenu s fotometrom, digitalnim titratorjem in elektrokemijskimi metodami**

**Raznolikost in trpežnost**

**Enostavna uporaba z reagenti, pripravljenimi za takojšnjo uporabo**

---

### Specifikacije

Območje valovne dolžine: 340 nm - 900 nm

Obseg dobave: Spektrofotometer DR 2800 VIS (LPV422.99.00001), torbica z instrumenti (5838500), torbica z reagenti (5839400), komplet reagentov (232330), komplet reagentov (2923400)

Višina: 280 mm