



DREL Industrijski laboratorij za vodo DR 1900

Številka izdelka:

LZV966

ZASTAREL IZDELEK

Ta izdelek ni več na voljo.

Prenosni laboratorij za vodo s spektrofotometrom DR 1900, baterijami in kivetami, torbico z instrumenti, torbico z reagenti in aparatom ter kompletom reagentov in instrumentov.

Analize je danes treba izvajati kjerkoli. Prenosni laboratorij vsebuje vse, kar potrebujete, da zagotovite izvedbo natančnih meritev.

Tudi na terenu potrebujete učinkovito tehnologijo meritev, praktično dodatno opremo in reagente, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo. Vgrajena delovna površina omogoča varno in preprosto izvedbo analiz kjerkoli.

Celoten laboratorij za vodo za testiranje na terenu s fotometrom, digitalnim titratorjem in elektrokemijskimi metodami

Raznolikost in trpežnost

Enostavna uporaba z reagenti, pripravljenimi za takojšnjo uporabo

Specifikacije

Dimenzija (v x š x g):	280 mm x 533 mm x 290 mm
Garancija:	24 mesecev
Območje valovne dolžine:	340 nm - 800 nm
Obseg dobave:	Industrijski laboratorij za vodo vključuje: spektrofotometer DR 1900 (DR1900-02L), torbico z instrumenti (5838500), torbico z reagenti (5839400), komplet reagentov (2923300), komplet reagentov (2923400)