



Vzorčna kiveta; 2,54-centimetrska okrogla steklena; 6 kosov

Številka izdelka:	2427606
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Dodatna oprema za spektrofotometre/spektralne meritve tekočin.

Specifikacije

Dolžina optične poti:	2,54-centimetrska okrogla
Komentar:	1 par kivet je vključen v dobavo večine instrumentov kolorimetra Pocket II. Več podrobnosti najdete v osnovnem referenčnem priročniku
Material:	Steklo
Prostornina / velikost paketa:	6 kos 10-mililitrska; s pokrovčkom