



Vzorčna kiveta; 2,54-centimetrska okrogla steklena; 2 kosa

Številka izdelka:	2495402
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Dodatna oprema za spektrofotometre/spektralne meritve tekočin.

Dobavljene so kot enak par kivet.

Uporaba skupaj s spektrofotometri družbe Hach

Spektrofotometri, kemične snovi in metode družbe Hach so zasnovane, razvite in izdelane, da optimirajo vaše rezultate.

Specifikacije

Dolžina optične poti:	1 inch square
Komentar:	1 par kivet je vključen v dobavo spektrofotometra DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 ali DR 2700
Material:	Steklo
Prostornina / velikost paketa:	2 kos v parih
Teža:	0,072 kg

Obvezni pripomočki

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)