



Vzorčna kiveta; 2,54-centimetrska okrogla iz polistirena; 2 kosa

Številka izdelka: 4864302
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Dobavljen kot komplet dveh s pokrovčki.

Dobavljen kot komplet dveh s pokrovčki.

Specifikacije

Dolžina optične poti:	2,54-centimetrska okrogla
Komentar:	1 par kivet je vključen v dobavo serijskih kolorimetrov DR/800 in izbiro instrumentov kolorimetra Pocket II.
Material:	Polistiren
Prostornina / velikost paketa:	2 kos 10-mililitrska; s pokrovčkom