



Komplet za membransko filtriranje s 50 filtrirnimi membranami (0,45 µm).

Številka izdelka: LCW916
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za filtracijo motnih vzorcev, npr. za analizo DOC s kivetnimi testi TOC

Specifikacije

Opis:	Predhodna obdelava vzorcev za motne vzorce
Parameter:	Komplet za membransko filtracijo (0,45 µm)
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	V kompletu je 50 posebnih filtrirnih membran (0,45 µm) in ena brizgalka za enkratno uporabo (10 mL).
Število testov:	50